

AMPUTATION

conduite à tenir

la victime

- ✓ Pansement compressif et/ou point de compression
- ✓ Surélever le membre

✗ PAS DE GARROT



✗ PAS DE DÉSINFECTANT



fragments amputés

- ✓ Tout ramasser (ongle, peau, etc)



✗ PAS DE DÉSINFECTANT

- ✓ Envelopper séparément les fragments dans des compresses stériles

conservation

Sans pochette isotherme

Premier sac plastique
pour les fragments protégés

Deuxième sac plastique
pour la glace

Les deux sacs bien fermés
et étanches l'un sur l'autre
dans un troisième sac

Avec pochette isotherme

Déclencher les poches de froid

- ☞ 2 pour un doigt
- ☞ 4 pour une main ou un pied

Dans le sachet central :
☞ fragments protégés

Dans les emplacements latéraux :
☞ poches de froid



JAMAIS DE CONTACT DIRECT DES FRAGMENTS AVEC DE L'EAU OU DE LA GLACE



FRAGMENTS NI MOUILLÉS NI GELÉS

Et dans tous les cas !!!

Nom et prénom de la victime sur la pochette